

バセラ VS-1500 用付属品セット AB-200

【禁忌・禁止】

併用医療機器

*磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用しないでください。

「MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。」「相互作用の項参照」

【形状・構造及び原理等】

構成と種類


本製品は、以下の製品で構成されています。
ご使用になる前に、各製品の医療機器添付文書を必ずご確認ください。

構成品(一般医療機器)


No.1 胸部電極 TE- (TE-01)




No.2 エーカークリップ TE-45 (TE-45)



No.3 エーカークリップ TEV (TEV-01RG)



No.4 誘導コード CP-105 シリーズ
(CP-105J, CPV-02AKP-2036)



図は CP-105J

No.	一般的名称	販売名(型式)	製造販売届出番号
1	再使用可能な心電用電極	胸部電極 TE- (TE-01)	13B1X00003S00007
2	再使用可能な心電用電極	エーカークリップ TE-45 (TE-45)	13B1X00003V00003
3	再使用可能な心電用電極	エーカークリップ TEV (TEV-01RG)	13B1X00003V00004
4	心電計ケーブル及びリード	誘導コード CP-105 シリーズ (CP-105J, CPV-02AKP-2036)	13B1X00003S00080

付属品(医療機器に該当しない)

No.	名称
5	電源コード CS-40
6	セラチンクリーム OJE-01D
7	エアホース OA-400A (足首用 2.5m)
8	エアホース OA-400B (上腕用 2.5m)
9	非観血血圧計用カフ 右上腕用 CUF-129MR
10	非観血血圧計用カフ 左上腕用 CUF-129ML
11	非観血血圧計用カフ 右足首用 CUF-138MR
12	非観血血圧計用カフ 左足首用 CUF-138ML
13	CF カード
14	器械カバー VS-1500
15	液晶画面用クリーナ (シリコンクロス)

種類

*本製品の型式により構成品および付属品が異なります。
以下の表を参照してください。

*セット型式: AB-200KEXR

No.	構成品の販売名(型式)	数量
1	胸部電極 TE-(TE-01)	1 セット
2	エーカークリップ TE-45(TE-45)	1 セット
3	エーカークリップ TEV(TEV-01RG)	1 セット
4	誘導コード CP-105 シリーズ (CP-105J)	1 本
No.	付属品の名称	数量
5	電源コード CS-40	1 本
6	セラチンクリーム OJE-01D	1 個
7	エアホース OA-400A (足首用 2.5m)	1 本
8	エアホース OA-400B (上腕用 2.5m)	1 本
9	非観血血圧計用カフ 右上腕用 CUF-129MR	1 個
10	非観血血圧計用カフ 左上腕用 CUF-129ML	1 個
11	非観血血圧計用カフ 右足首用 CUF-138MR	1 個
12	非観血血圧計用カフ 左足首用 CUF-138ML	1 個
13	CF カード	1 個
14	器械カバー VS-1500	1 枚
15	液晶画面用クリーナ (シリコンクロス)	1 枚

*セット型式: AB-200KNXR

No.	構成品の販売名(型式)	数量
2	エーカークリップ TE-45(TE-45)	1 セット
4	誘導コード CP-105 シリーズ (CPV-02AKP-2036)	1 本
No.	付属品の名称	数量
5	電源コード CS-40	1 本
6	セラチンクリーム OJE-01D	1 個
7	エアホース OA-400A (足首用 2.5m)	1 本
8	エアホース OA-400B (上腕用 2.5m)	1 本
9	非観血血圧計用カフ 右上腕用 CUF-129MR	1 個
10	非観血血圧計用カフ 左上腕用 CUF-129ML	1 個
11	非観血血圧計用カフ 右足首用 CUF-138MR	1 個
12	非観血血圧計用カフ 左足首用 CUF-138ML	1 個
13	CF カード	1 個
14	器械カバー VS-1500	1 枚
15	液晶画面用クリーナ (シリコンクロス)	1 枚

*作動・動作原理

*各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は血圧脈波検査装置を使用するために必要となる、再使用可能な心電用電極、心電計ケーブル及びリード、付属品をセットにしたものです。
再使用可能な心電用電極は体表に設置し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体です。
心電計ケーブル及びリードは患者及び被検者の心電図信号を心電計に伝達する導体で、再使用可能です。

【使用方法等】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。
- *・ 指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。]

*相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

*併用禁忌（併用しないこと）

*

医療機器の名称等	臨床症状、措置方法	機序、危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）	併用不可	MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。
保管温度：5-30℃
保管湿度：10-95%RH（結露しないこと）

耐用期間

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【保守・点検に係る事項】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号：03-3815-2121(代)