

再使用禁止

付属品セット ASV-03

【禁忌・禁止】

併用医療機器

**磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）と併用しないでください。

〔MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。〕「相互作用の項参照」

使用方法


ニップローデⅢ TEE は再使用できません。

【形状・構造及び原理等】


構成品と種類

1.構成品

No.1 誘導コード CP-104（CP-104J）




No.2 誘導コード CP-105 シリーズ（CP-105J）




No.3 誘導コード CPV-03（CPV-03ARC）



No.4 心電計誘導コードクリップ ニップリード K CME-77FJK（CME-77FJK）




No.5 エーカークリップ TE-（TE-43 2pcs）



No.6 エーカークリップ TEV-46（TEV-46RG）





No.7 エーカークリップ TEV（TEV-01RG）



No.8 胸部電極 TE-（TE-01）



No.9 ニップローデⅢ TEE（TEE-173DN-1）
再使用禁止



No.	一般的名称	販売名	医療機器届出番号
1	心電計ケーブル及びリード	誘導コード CP-104（CP-104J）	13B1X00003S00044
2	心電計ケーブル及びリード	誘導コード CP-105 シリーズ（CP-105J）	13B1X00003S00080
3	心電計ケーブル及びリード	誘導コード CPV-03（CPV-03ARC）	13B1X00003S00070
4	心電計ケーブル及びリード	心電計誘導コードクリップ ニップリード K CME-77FJK（CME-77FJK）	13B1X00003S00086
5	再使用可能な心電用電極	エーカークリップ TE-（TE-43 2pcs）	13B1X00003S00009
6	再使用可能な心電用電極	エーカークリップ TEV-46（TEV-46RG）	13B1X00003S00071
7	再使用可能な心電用電極	エーカークリップ TEV（TEV-01RG）	13B1X00003V00004
8	再使用可能な心電用電極	胸部電極 TE-（TE-01）	13B1X00003S00007
9	単回使用心電用電極	ニップローデⅢ TEE（TEE-173DN-1）	13B1X00003S00066

***2.種類**

****本製品の型式により構成部品および付属品が異なります。**
以下の表を参照してください。

	型式			
	ASV-03GE	ASV-03GN	ASV-03GEN	*ASV-03GNR
誘導コード CP-104 (CP-104J)	1 本	—	—	—
誘導コード CP-105 シリーズ (CP-105J)	—	—	1 本	—
誘導コード CPV-03 (CPV-03ARC)	1 本	1 本	1 本	1 本
心電計誘導コード クリップ ニップリード K CME-77FJK (CME-77FJK)	—	—	1 袋	—
エーカークリップ TE- (TE-43 2pcs)	1 袋	—	—	—
エーカークリップ TEV-46 (TEV-46RG)	1 袋	1 袋	1 袋	1 袋
エーカークリップ TEV (TEV-01RG)	1 袋	—	—	—
胸部電極 TE- (TE-01)	1 箱	—	—	—
ニップローデⅢ TEE (TEE-173DN-1)	—	—	1 箱	—
電源コード CS-20	1 本	1 本	1 本	1 本
非観血圧計用カフ 右上腕用 CUF-129MR	1 個	1 個	1 個	1 個
非観血圧計用カフ 左上腕用 CUF-129ML	1 個	1 個	1 個	1 個
非観血圧計用カフ 右足首用 CUF-138MR	1 個	1 個	1 個	1 個
非観血圧計用カフ 左足首用 CUF-138ML	1 個	1 個	1 個	1 個
エアホース OA-30APL2.7-B (上腕用 2.7m)	1 本	1 本	1 本	1 本
エアホース OA-30APL2.7-A (足首用 2.7m)	1 本	1 本	1 本	1 本
液晶画面用クリーナ (シリコンクロス)	1 枚	1 枚	1 枚	1 枚
SD カード (SD-1G)	1 個	*1 個	—	—
SD カード (SD-2G)	—	*—	1 個	1 個

作動・動作原理

各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は血圧脈波検査装置で使用する付属品をセットにしたものです。
構成品の使用目的は各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用方法等】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。
- ** 指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。 [正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。]**

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

****併用禁忌（併用しないこと）**

**		
医療機器の名称等 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	臨床症状、措置方法 併用不可	機序、危険因子 MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

	ASV-03GE	ASV-03GN	*ASV-03GNR	ASV-03GEN
温度	-10～60℃			0～30℃
湿度	10～95%（結露しないこと）			

****耐用期間・使用期限**

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【保守・点検に係る事項】

詳細は各医療機器添付文書をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号：03-3815-2121(代)