


機械器具 21 内臓機能検査用器具  
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003  
特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成部品  
マルチパラメータモジュール 3/5Lead ネルコア  
マルチパラメータモジュール 3/5Lead マシモ  
マルチパラメータモジュール 12Lead ネルコア  
マルチパラメータモジュール 12Lead マシモ

**【禁忌・禁止】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

本モジュールは、モニタ本体またはサテライトモジュールラックに挿入し、非観血血圧、心電図、観血血圧、動脈血酸素飽和度、体温、呼吸（インピーダンス法）を連続的に測定するために使用します。



**1. 構成**

**\*\* 適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	医療機器認証番号
生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ	22600BZX00092000
* 生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ	22600BZX00264000

**【使用目的又は効果】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用方法等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用上の注意】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【保守・点検に係る事項】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：フクダ電子株式会社

外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル

エレクトロニクスカンパニーリミテッド



046-006182-00(4.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L011533A