

機械器具 21 内臓機能検査用器具
 高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
 特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品
 体温モジュール VMOD-2TEMP

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>「相互作用の項参照」

- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）を併用しないでください。[MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：フクダ電子株式会社

外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)
 シンセン マインドレー バイオメディカル
 エレクトロニクスカンパニーリミテッド

【形状・構造及び原理等】

本モジュールは、モニタ本体またはサテライトモジュールラックに挿入し、患者の皮膚温と中核温を測定するために使用します。



適用機器

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

| 適用機器 | 医療機器認証番号 |
|---------------------------|------------------|
| 生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ | 22600BZX00092000 |
| 生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ | 22600BZX00264000 |

【使用目的又は効果】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

接続する機器の添付文書を参照してください。

<相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）>

併用禁忌（併用しないこと）

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 磁気共鳴画像診断装置（MRI装置） | MRI装置と併用しないでください。 | MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。 |

【保管方法及び有効期間等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

接続する機器の添付文書を参照してください。



046-011599-00(1.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L0115860