

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
 高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003  
 特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品  
 脳波モジュール VMOD-EEG

**【禁忌・禁止】**

＜併用医療機器＞「相互作用の項参照」

- ・磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置) を併用しないでください。[MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：フクダ電子株式会社


外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル

エレクトロニクスカンパニーリミテッド

**【形状・構造及び原理等】**

本モジュールは、モニタ本体またはサテライトモジュールラックに挿入し、脳波 (EEG) 測定により脳機能をモニタリングするために使用します。



**適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

適用機器	医療機器認証番号
生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ	22600BZX00092000
生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ	22600BZX00264000

**【使用目的又は効果】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用方法等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用上の注意】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

＜相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置)	MRI装置と併用しないでください。	MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

**【保管方法及び有効期間等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【保守・点検に係る事項】**

接続する機器の添付文書を参照してください。



046-011600-00(1.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L0115870