

2016年 9月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00109000001

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

マルフクガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 福西衛材

大阪府東大阪市長堂3丁目16番3号

TEL 06-6781-0509

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。
開封後早めに使用すること。
包装が開封、破損及び汚染している場合は使用しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。