


機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
心電計ケーブル及びリード（35562010）
FR3 3 リード ECG ケーブル

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

本品は、コネクタ、リード及びケーブルから構成される。

2. 各部の名称



3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
989803150051	1 セット

4. 原理

リード及びケーブルを通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の心電図信号を心電計機能を有する機器に伝達する装置である。

【使用方法等】

1. 本品に心電用電極に接続し、患者に装着する。
2. 本品を心電測定を行う機器に接続する。
3. 心電測定を行う機器の取扱方法に従い、測定を開始する。

使用方法の詳細については、除細動器の取扱説明書も参照のこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
・ AED コールセンター
電話番号：0120-802-337 平日 9 時～18 時