


機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
心電計ケーブル及びリード（35562010）
CT PIM リード

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、リード及び各コネクタから構成される。

2. 各部の名称



3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
989803162881	4 本
459801888831	4 本

(2) 寸法

全長：1220 mm

4. 原理

リードを通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は患者の心電図信号を信号処理装置に伝達する際に用いる。

【使用方法等】

1. 接続する信号処理装置の取扱方法に従い、機器側コネクタを信号処理装置に接続する。
2. 電極側コネクタを心電用電極に接続する。
3. 接続する信号処理装置の取扱方法に従い、計測を開始する。

組み合わせて使用する医療機器

本品は、以下の医療機器に接続することができる。詳細は接続する医療機器の取扱説明書を参照すること。

販売名	医療機器認証番号
ブリリアンス iCT	220ACBZX00023000
IQon スペクトラル CT	228ABBZX00033000
* Incisive CT 装置	230AFBZX00079000
** スペクトラル CT7500	303AFBZX00042000

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと。
2. 本品は電源ケーブルや高周波の雑音を出すような電子機器の付近で使用しないこと。

取扱説明書を、必ず確認してください。