

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布(JMDN コード: 34655000)

HS不織布ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ビスコース及びポリエステル等の合成繊維あるいは混紡などを素材とした不織布から成る被覆・保護材である。
エチレンオキシド(EOG)による滅菌品と未滅菌品がある。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科的処置において用いる。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、適宜使用する。
2. 未滅菌品の場合は、必要に応じ滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は一回限り。再使用しないこと
2. 体内に留置しないこと。
3. 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

<有効期間>

パッケージに記載(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4
TEL: 03-3403-5432

製造業者名: フォメド インダストリーズ インク
(FOMED INDUSTRIES INC)
国名: 中国