

＊ ＊ 2024 年 7 月改訂（第 6 版）

＊ ＊ 認証番号 225AABZX00069000

＊ 2016 年 4 月改訂（第 5 版）

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDN コード：38805000

＊ ＊ （ビデオ軟性食道鏡 JMDN コード：38666000）（ビデオ軟性咽頭鏡 JMDN コード：38691000）

（ビデオ軟性喉頭鏡 JMDN コード：35462000）（ビデオ軟性鼻咽喉鏡 JMDN コード：70136000）

（ビデオ軟性口腔鏡 JMDN コード：70124000）

特定保守管理医療機器

＊ ＊ 「電子内視鏡 EG-580NW2」の付属品

吸引ボタン SB-500

（/G）

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

本製品は、弊社内視鏡の取扱説明書に適用吸引ボタンが SB-500
と記載がある内視鏡に使用すること。

オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌である。
（用時滅菌品）

【保管方法及び有効期間等】

＊ ＊ ＜有効期間＞

本製品の有効期限は未使用の場合 3 年間。使用開始から 1 年間。
「自己認証（弊社データ）による」

＊ ＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：0570-02-7007（ナビダイヤル）

FW905A 202B1223422E

2407-5.0