

※※2024 年 7 月改訂（第 6 版）

※※ 認証番号 225AABZX00069000

※2016 年 4 月改訂（第 5 版）

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDN コード：38805000

※※（ビデオ軟性食道鏡 JMDN コード：38666000）（ビデオ軟性咽頭鏡 JMDN コード：38691000）

（ビデオ軟性喉頭鏡 JMDN コード：35462000）（ビデオ軟性鼻咽喉鏡 JMDN コード：70136000）

（ビデオ軟性口腔鏡 JMDN コード：70124000）

※※ 特定保守管理医療機器

※※「電子内視鏡 EG-580NW2」の付属品

鉗子栓 FOV-DV7

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

※※【形状・構造及び原理等】

本製品は、弊社内視鏡の取扱説明書に適用鉗子栓が FOV-DV7 と記載がある内視鏡に使用すること。

オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌である。
（用時滅菌品）

*※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：0570-02-7007（ナビダイヤル）