


**2020年 6月改訂(第3版)
*2018年 2月改訂(第2版)

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク(JMDNコード 70564000)
「F&PネーザルマスクESON」の付属品
Part No.ESN2SA、ESN2MA、ESN2LA用交換部品

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

シリコンシール(S): Part No.400ESN211
シリコンシール(M): Part No.400ESN212
シリコンシール(L): Part No.400ESN213



ディフューザー:Part No.400ESN261



エルボー:Part No.400ESN271



スイベル:Part No.400FPH241



** ※スイベルは販売名「F&P プレビーダネーザルピローマスク」(届出番号: 13B1X10045H29201)および販売名「F&P ヴィテラフルフェイスマスク」(届出番号: 13B1X10045R01001)にも使用可能。
本品には天然ゴムラテックスを使用していない。

2. 動作原理

本品を介して CPAP 装置または人工呼吸器から送られてきたガスを患者に送る。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器・CPAP 装置等の呼吸回路に接続し、患者の鼻をおおひ、患者に人工呼吸器・CPAP 装置等からのガスを供給する。

【使用方法等】

本品を使用する人工呼吸器用マスクの構成品と交換する。

使用方法等に関連する使用上の注意

使用する人工呼吸器用マスクの添付文書に従って使用すること。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

1. 本品によるアレルギーが生じた場合には、直ちに使用を中止し、専門医に相談すること。
2. 本品の長時間の使用により皮膚に刺激を認めた場合には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】**使用期間**

- * ディフューザーは破損している場合や洗浄しても汚れがある場合、または 12 ヶ月の使用後は交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイクール・ヘルスケア・リミテッド

ニュージーランド

Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V.

フィッシャー・アンド・パイクール・ヘルスケア・エス・エー・デ・シー・ブイ

メキシコ合衆国

【販売業者(販売店)】

--

取扱説明書を必ずご参照ください。