

2017年10月作成(第1版・新記載要領に基づく作成)

機械器具 6 呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット (JMDNコード 37234000)
「F&P Sleep Styleオート」の付属品
F&P Info USB

【形状・構造及び原理等】




F&P Info USB Part No.900SW101

【使用目的又は効果】

医師の指導の下、睡眠時無呼吸症候群の患者の呼吸を補助する。

【使用方法等】

本体後部の Info USB ポートに Info USB を接続する。接続すると、Info USB のマーク  が画面に表示される。



使用方法等に関連する使用上の注意

本体の添付文書の注意事項に従って使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

下記温度、湿度条件下で保管すること。

保管温度: -10 ～ 60 ℃

保管湿度: 15 ～ 90 %RH

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイケル・ヘルスケア・リミテッド

ニュージーランド

[販売業者(販売店)]

取扱説明書を必ずご参照ください。