

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDNコード 11028000

コットンロール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：FOMED INDUSTRIES INC
(国名：中華人民共和国)

【形状・構造及び原理等】

形状：コットン（100%）を円柱状に成型したもの



【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

血液・体液の吸収又は薬剤塗布等に使用する。
創傷面には滅菌(EOガス滅菌、高圧蒸気滅菌)して使用する。

【使用上の注意】

- (1) 本品は再使用しないこと。
- (2) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (3) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (6) かゆみ、発赤、かぶれ等のアレルギー症状を起こした場合には、使用を中止し、水でよく流してから医師に相談すること。
- (7) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理をすること。