

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN コード 70935000

ジャケットグリップ

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者: Renfert GmbH
(国名: ドイツ)

【材質】

本体: ステンレス鋼
先端部: ダイヤモンド砥粒

【原理】

補綴物を内側から保持するために使用する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いるものをいう。電動式の場合は除く。

【使用方法等】

- (1) 先端部を補綴物の内側に挿入する。
- (2) ハンドル部中央の調節ネジを回して保持力を調整する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 本製品を切削、打刻(刻印)等の二次加工することは破折、錆び等の原因になるので行わないこと。
- (3) 破損、磨耗、腐食、錆び、変形(表面キズ、曲がり、汚染)、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 可動部の動きがスムーズであることを確認すること。
- (5) 使用後は汚れ等を除去すること。
- (6) 強酸、強アルカリの洗剤等は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- (7) 金属たわし、クレンザー(磨き剤)等は器具の表面を損傷するので汚物除去、及び洗浄時に使用しないこと。
- (8) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (9) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (10) 廃棄の際は関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分(水漏れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。