

2023年5月(第2版)  
 \*2023年8月(第3版)  
 \*\*2024年1月(第4版)

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000026

医療用品04 整形用品  
 一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

**BAKUNE アパレル**

**【禁忌・禁止】**

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

**【形状・構造及び原理等】**


**1. 形状、構造**

1. 裏毛\*\*

1-1 長袖シャツ



\*1-2 ロングパンツ




寸法 (単位: cm/交差; ±10%)


長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	57.5~102	46~57	52~55	46.5~53
S	60.5~104	47.5~58.5	54~57	48.25~54.75
M	63.5~106	49~60	56~59	50~56.5
L	66.5~108	50.5~61.5	58~61	51.75~58.25
XL	69.5~110	52~63	60~63	53.5~60
2XL	72.5~112	53.5~64.5	62~65	55.25~61.75
3L/3XL	78	58	65	60
4L/4XL	80	60	70	61
5L/5XL	82	62	75	62
6L/6XL	84	64	80	63
7L/7XL	86	66	85	64
8L/8XL	88	68	90	65

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	54~63	88	23.5~29	63~68	10~15.5
S	60~69	94	24.5~30	65~70	11~16.5
M	66~75	100	25.5~31	67~72	12~17.5
L	72~81	106	26.5~32	69~74	13~18.5
XL	78~87	112	27.5~33	71~76	14~19.5
2XL	84~93	118	28.5~34	73~78	15~20.5
3L/3XL	84	130	34	70	13.5
4L/4XL	94	137	36	70	14
5L/5XL	104	145	38	70	14.5
6L/6XL	114	154	40	70	15
7L/7XL	124	162	42	70	15.5
8L/8XL	134	170	44	70	16

1-3 パジャマ長袖



1-4 パジャマロングパンツ




パジャマ長袖				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	67	43	53	53.5
S	69	44.5	55	55.25
M	71	46	57	57
L	73	47.5	59	58.75
XL	75	49	61	60.5
2XL	77	50.5	63	62.25


パジャマロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	61	97	26.5	63.5	22
S	67	103	27.5	65.5	23
M	73	109	28.5	67.5	24
L	79	115	29.5	69.5	25
XL	85	121	30.5	71.5	26
2XL	91	127	31.5	73.5	27

2. 天竺\*\*

2-1 半袖シャツ



2-2 ハーフパンツ



半袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	56~102	42.5~47.5	48~54	9.25~20.25
S	59~104	44~49	50~56	11~22
M	62~106	45.5~50.5	52~58	12.75~23.75
L	65~108	47~52	54~60	14.5~25.5
XL	68~110	48.5~53.5	56~62	15.5~27.25
2XL	71~112	50~55	58~64	18~29


ハーフパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	54~62	89~91	26~27	10~17	23.5~28
S	60~68	95~97	27~28	11~19	25~30
M	66~74	101~103	28~29	12~21	26.5~32
L	72~80	107~109	29~30	13~23	28~34
XL	78~86	113~115	30~32	14~25	29.5~36
2XL	84~92	119~121	31~32	15~27	31~38

ご使用前に必ずこの文章をお読みください

2-3 長袖シャツ




2-4 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	56~102	46.75~48	48~54	46~53
S	59~104	48.25~49.5	50~56	47.75~54.75
M	62~106	49.75~51	52~58	49.5~56.5
L	65~108	51.25~52.5	54~60	51.25~58.25
XL	68~109	52.75~54	56~62	52.25~60
2XL	71~110	54.25~55.5	58~64	54.75~61.75

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	52~63	82~93	23.5~29	34.5~68	14~21
S	58~69	88~99	24.5~30	36.5~70	15~22
M	64~75	94~105	25.5~31	38.5~72	16~23
L	70~81	100~111	26.5~32	40.5~74	17~24
XL	76~87	106~117	27.5~33	42.5~76	18~25
2XL	82~93	112~123	28.5~34	44.5~78	19~26

2-5 パジャマ長袖



2-6 パジャマロングパンツ




パジャマ長袖				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	67	43	53	53.5
S	69	44.5	55	55.25
M	71	46	57	57
L	73	47.5	59	58.75
XL	75	49	61	60.5
2XL	77	50.5	63	62.25


パジャマロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	61	97	26.5	63.5	22
S	67	103	27.5	65.5	23
M	73	109	28.5	67.5	24
L	79	115	29.5	69.5	25
XL	85	121	30.5	71.5	26
2XL	91	127	31.5	73.5	27

3. ガーゼ\*\*

\*3-1 長袖シャツ



\*3-2 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
80	35	25	30	27
100	45	31	34	33
120	51	35	38	39
XS	66	47.5	54	51.25
S	69	49	56	53
M	72	50.5	58	54.75
L	75	52	60	56.5
XL	78	53.5	62	58.25
2XL	81	55	64	60


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
80	34	68	22	25	8
100	42	70	22	41	9
120	50	78	24	49	10
XS	63	99	31	62	18
S	69	105	32	64	19
M	75	111	33	66	20
L	81	117	34	68	21
XL	87	123	35	70	22
2XL	93	129	36	72	23

4. ヌッシュ

\*4-1 半袖シャツ



\*4-2 ハーフパンツ



半袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	62	42.5	50.5	20.25
S	65	44	52.5	22
M	68	45.5	54.5	23.75
L	71	47	56.5	25.5
XL	74	48.5	58.5	27.25
2XL	77	50	60.5	29
3L/3XL	78	58	65	24
4L/4XL	80	60	70	25
5L/5XL	82	62	75	26
6L/6XL	84	64	80	27
7L/7XL	86	66	85	28
8L/8XL	88	68	90	29


ハーフパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	62	87.5	26	17	23.5
S	68	93.5	27	19	25
M	74	99.5	28	21	26.5
L	80	105.5	29	23	28
XL	86	111.5	30	25	29.5
2XL	92	117.5	31	27	31
3L/3XL	84	120	35	30	30
4L/4XL	94	130	37	30	31
5L/5XL	104	140	39	31	32
6L/6XL	114	150	41	31	33
7L/7XL	124	160	43	32	34
8L/8XL	134	170	45	32	35

ご使用前に必ずこの文章をお読みください

\*4-3 長袖シャツ



\*4-4 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	62	46.75	51.5	53
S	65	48.25	53.5	54.75
M	68	49.75	55.5	56.5
L	71	51.25	57.5	58.25
XL	74	52.75	59.5	60
2XL	77	54.25	61.5	61.75


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	92	23.5	68	14
S	69	98	24.5	70	15
M	75	104	25.5	72	16
L	81	110	26.5	74	17
XL	87	116	27.5	76	18
2XL	93	122	28.5	78	19

5. レーヨンパイル\*\*

\*5-1 長袖シャツ



\*5-2 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	64	43	53	53.5
S	67	44.5	55	55.25
M	70	46	57	57
L	73	47.5	59	58.75
XL	76	49	61	60.5
2XL	79	50.5	63	62.25


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	61	97	26.5	63.5	22
S	67	103	27.5	65.5	23
M	73	109	28.5	67.5	24
L	79	115	29.5	69.5	25
XL	85	121	30.5	71.5	26
2XL	91	127	31.5	73.5	27

\*\*6. 裏起毛

\*\*6-1 長袖シャツ



\*\*6-2 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	61	47.5	58	55.25
S	64	49	60	57
M	67	50.5	62	58.75
L	70	52	64	60.5
XL	73	53.5	66	62.25
2XL	76	55	68	64


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	93	26.5	68	11
S	69	99	27.5	70	12
M	75	105	28.5	72	13
L	81	111	29.5	74	14
XL	87	117	30.5	76	15
2XL	93	123	31.5	78	16

\*\*7. ソフトニット

\*\*7-1 長袖シャツ




\*\*7-2 ロングパンツ




長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S-M	66.5	48.25	53.5	51.5
L-XL	71.5	51.25	57.5	54.5

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S-M	72	100	25	69	15.5
L-XL	84	112	26.5	72	17.5

\*\*7-1 半袖シャツ



\*\*7-2 ハーフパンツ




半袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S-M	66.5	44	53.5	23.5
L-XL	71.5	47	57.5	26

ハーフパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S-M	72	100	27.5	21	25
L-XL	84	112	29	23	28

\*\*8. パイル

\*\*8-1 長袖シャツ



\*\*8-2 ロングパンツ




ご使用前に必ずこの文章をお読みください


長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	61	47.5	58	55.25
S	64	49	60	57
M	67	50.5	62	58.75
L	70	52	64	60.5
XL	73	53.5	66	62.25
2XL	76	55	68	64

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	94	23.5	68	14
S	69	100	24.5	70	15
M	75	106	25.5	72	16
L	81	112	26.5	74	17
XL	87	118	27.5	76	18
2XL	93	124	28.5	78	19

\*\*8-3 半袖シャツ



\*\*8-4 ハーフパンツ




半袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	62	42.5	50.5	20.25
S	65	44	52.5	22
M	68	45.5	54.5	23.75
L	71	47	56.5	25.5
XL	74	48.5	58.5	27.25
2XL	77	50	60.5	29


ハーフパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	87.5	91	26	17	23.5
S	93.5	97	27	19	25
M	99.5	103	28	21	26.5
L	105.5	109	29	23	28
XL	111.5	115	30	25	29.5
2XL	117.5	121	31	27	31

\*\*9. サテン

\*\*9-1 長袖シャツ



\*\*9-2 ロングパンツ



長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	66	47.5	54	52.25
S	69	49	56	54
M	72	50.5	58	55.75
L	75	52	60	57.5
XL	78	53.5	62	59.25
2XL	81	55	64	61


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	99	31	62	18
S	69	105	32	64	19
M	75	111	33	66	20
L	81	117	34	68	21
XL	87	123	35	70	22
2XL	93	129	36	72	23

\*\*10. ニット

\*\*10-1 ポロシャツ




\*\*10-2 ロングパンツ




ポロシャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	65	42.5	49	19.25
M	68	44	51	21
L	71	45.5	53	22.75
XL	74	47	55	24.5
2XL	77	48.5	57	26.25

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S	60	94	29	65	15
M	66	100	30	67	16
L	72	106	31	69	17
XL	78	112	32	71	18

10-3 半袖シャツ



10-4 ハーフパンツ



半袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	63~119	48.5~55.5	50~53	2.25~24.75
M	66~122	50~57	52~55	4~26.5
L	69~125	51.5~58.5	54~57	5.75~28.25
XL	72~128	53~60	56~59	7.5~30
2XL	75	54.5	61	31.75

ハーフパンツ				
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	67	100	26	20
M	73	106	27	22
L	79	112	28	24
XL	85	118	29	26
2XL	91	124	30	28

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

ご使用前に必ずこの文章をお読みください

**\*\*【使用目的又は効果】**

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

**【血行促進作用効果】**

- 疲労軽減
- 血行促進
- 筋肉のハリ、コリの軽減
- 血行促進による血流改善
- 筋疲労症状の改善
- 疲労回復
- 肩こり、腰痛の緩和

**【使用方法等】**

本品は再使用可能である。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品は再使用可能。
- 本品の効果には個人差があるため、20日以上での長期着用が望ましい。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まる事から、十分な水分補給を行うこと。
- 湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので注意すること。

**【使用上の注意】**

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合がありますので他の物と分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合がありますので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合がありますので注意すること。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用すること。
- タンブラー乾燥の使用は、避けること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。
- 有効期限：2年間

**【包装】**

1枚/袋

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

**【問い合わせ先】**

株式会社 TENTIAL

問い合わせ先電話番号：03-6455-2921