

**2025年 4月改訂(第3版)
*2024年 12月改訂(第2版)

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000037

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001
CVリカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

1 メンズ長袖シャツ




	S	M	L	LL	3L
身長	67	69	71	74	77
*身幅	51	54	57	61	65

2 レディース長袖シャツ




	S	M	L	LL	3L
身長	62	65	68	71	74
*身幅	44	48	52	56	60

3 メンズロングパンツ



	S	M	L	LL	3L
*ウエスト	32	36	40	44	48
*ヒップ	50.5	53	55.5	58.5	62
股下	70	71	72	73	74

4 レディースロングパンツ



	S	M	L	LL	3L
*ウエスト	31	33	35	38	41
*ヒップ	50.5	53	55.5	58.5	62
股下	66	67	68	69	70

**5 メンズ半袖シャツ




	S	M	L	LL	3L
身長	67	69	71	74	77
身幅	51	54	57	61	65

**6 レディース半袖シャツ




	S	M	L	LL	3L
身長	62	65	68	71	74
身幅	44	48	52	56	60

*7 メンズ7分丈パンツ



	S	M	L	LL	3L
ウエスト	32	36	40	44	48
ヒップ	50.5	53	55.5	58.5	62
股下	42	43	44	45	46

*8 レディース7分丈パンツ



	S	M	L	LL	3L
ウエスト	31	33	35	38	41
ヒップ	50.5	53	55.5	58.5	62
股下	40	41	42	43	44

寸法 (単位: cm/公差: ±10%)

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックスを定着させ、一定程度の遠赤外線を放射することによる遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

**【遠赤外線の血行促進作用】

- 血行促進
- * ● 疲労回復
- 筋肉のこり、こりの緩和
- 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認してください。
- 衣類として着用してください。
- 日常生活時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- 本品の効果は個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。

**● 本品は素肌の上から直接着用してください。

**● 本品は上下セットでの着用をおすすめします。

【使用上の注意】

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まりますので、十分な水分補給を行ってください。
- 着用前に洗濯することをおすすめします。
- 体質などにより、着用時に異常(かゆみ、かぶれなど)を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取除いてください。
- 素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

株式会社セリヴァン

〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端1番32

電話：0774-46-5717

ご使用前に必ずこの文書をお読みください