

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN：709760000）
富士メディカルサービス 医療用検査グローブ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

＜重要な気泡の注意＞

- 1、包装が破損、汚染又は製品に破損・変形等の異常が見られる場合は使用しないで下さい。
- 2、刃物等の鋭利な機器に触れると破れたり、穴が開くことがあります。

＜相互作用＞

薬品、薬剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合があります。確認の上、使用して下さい。

【保管方法及び有効期限】

＜保管方法＞

- ・水濡れに注意し、高温多湿・直射日光及び蛍光灯等の紫外線避け、常温で保管して下さい。
- ・オゾンを発生させる機器の近くは避け、できるだけ箱包装のまま保管して下さい。

＜有効期限＞

包装材に記載の通り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社富士メディカルサービス

住所：〒123-0863

東京都足立区谷在家 1-19-7

TEL：03-6338-9687

FAX：03-5856-8048

製造業者：HENAN AOBANG MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD（中国）

【形状・構造及び原理等】

- ・原材料：合成ゴム
- ・パウダーフリーの非天然ゴム製手袋
- ・未滅菌、左右対称
- ・使い捨てタイプ
- ・S、M、Lの3サイズ



＜性能＞

試験項目	老化前	老化後
引張強度（MPa）	14MPa 以上	14MPa 以上
切断時の伸び（％）	500％以上	400％以上

【形状・構造及び原理等】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

【使用方法等】

箱を開封してグローブを取り出し、装着する。

【使用上の注意】

合成ゴムは、痒み・かぶれ・発疹等の症状をまれに起こすことがあります。このような症状が出た場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。