

医療用品 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN：709760000）

## 富士メディカルサービス 検査・検診用ニトリルグローブ

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止

### 【保管方法及び有効期限】

#### <保管方法>

- 水濡れに注意し、高温多湿・直射日光及び蛍光灯等の紫外線を避け、常温で保管して下さい。
- オゾンを発生させる機器の近くは避け、できるだけ箱包装のまま保管して下さい。

#### <有効期限>

包装材に記載の通り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社富士メディカルサービス

住所：〒123-0863

東京都足立区谷在家1-19-7

E-mail：info@fuji-medicalservice.co.jp

FAX：03-5856-8048

製造業者：Rubberex Corporation (M) Berhad (マレーシア)

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、合成ゴム（ニトリルブタジエンゴム）を使用した未滅菌の使い捨てタイプの検査・検診用手袋である。

- サイズ：S, M, L, LLの4サイズ
- 指先エンボス加工
- パウダーフリー
- 左右兼用・未滅菌

#### <性能>

試験項目	老化前	老化後
引張強度 (MPa)	14MPa 以上	14MPa 以上
切断時の伸び (%)	500%以上	400%以上

### 【形状・構造及び原理等】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

### 【使用方法等】

箱を開封してグローブを取り出し、装着する。

### 【使用上の注意】

ニトリルゴムは、痒み・かぶれ・発疹等の症状をまれに起こすことがあります。このような症状が出た場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行って下さい。

#### <重要な基本的注意>

- 包装が破損、汚染又は製品に破損・変形等の異常が見られる場合は使用しないで下さい。
- 刃物等の鋭利な機器に触れると破れる、穴が開くことがあります。

#### <相互作用>

薬品、薬剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合があります。確認の上、使用して下さい。