

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN：70976000）

検査・検診用ニトリルグローブ

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本製品は、合成ゴム（ニトリルブタジエンゴム）を使用した未滅菌の使い捨てタイプの検査・検診用手袋です。

2. 外観



【参考】 ブラック

- ・サイズ：S/M/L/XL の4サイズ
- ・指先エンボス加工
- ・パウダーフリー
- ・左右兼用
- ・未滅菌

3. 原材料

合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用します。

【使用方法等】

箱を開封してグローブを取り出し、装着します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こされた場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
- ・薬品、薬剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合があります。確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期限等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温多湿・直射日光及び蛍光灯等の紫外線を避け、常温で保管して下さい。

オゾンを発生させる機器の近くは避け、できるだけ箱包装のまま保管して下さい。

<有効期限>

上記条件のもとで製造後5年間

【自己認証（当社データ）による】

使用期限は包装材に記載の通り。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社富士メディカルサービス

住所：東京都足立区谷在家 1-19-7

メール：fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp

電話：03-5856-5847

ファックス：03-5856-8048

製造者：Jiangsu Bytech Medical Supplies Co.,Ltd.

（中華人民共和国）