

\* 2026 年 7 月作成(第 2 版)  
2023 年 3 月作成(第 1 版)

機械器具 60 歯科用エンジン  
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット(34713000)

## ソニック8K M

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

寸法: 約 34 × 34 × 51.6  
重量: 約 15 kg

#### 2. 原理

液体状の光硬化性樹脂を光によって一層ずつ硬化させて積層し、  
造形物を作製する。

#### 3. 性能

造形サイズ: 約 21.8(幅) × 12.3(奥行) × 23.5(高さ)cm  
XY 解像度: 約 28 μm  
Z 解像度: 約 10 μm

### 【使用目的または効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に  
設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピ  
ュータ支援製造(CAM)に用いる

### 【使用方法等】

詳細な設置方法や操作方法については、取扱説明書を必ず参照  
して下さい。

- ① 造形物のプリントファイルを本体に読み込みます。
- ② レジントレーにレジンを注入しプリントを開始します。
- ③ プリントが完了したら、造形物を取り出します。

### 【保管方法及び有効期間等】

取扱説明書に従い、適切に保管、管理をする

### 【保守・点検に係る事項】

- ① 取扱説明書に従い、日常の保守、点検を励行すること。
- ② 保守作業を行う場合は、あるいはクリーニング作業を行う場合に  
は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いて行うこと。
- ③ 本体内部に水分や液体などが侵入すると故障や漏電の原因とな  
るので注意すること。
- ④ 本製品の内部を開けるのは、弊社あるいは弊社指定の業者に任  
せること。本製品内部にはユーザーが保守する必要のある部品  
はない。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : Fuss 合同会社  
電 話 : 050-5474-1999  
製 造 業 者 : Phrozen Tech co., Ltd.  
国 名 : 中華民国(台湾)