

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス（16189000）
グルンドラー サービカルワックス

【形状・構造及び原理等】

缶入りのワックスであり、以下の成分を含む。

- ・ろう
- ・ワックス

原理：ワックスを用いて型を作製する。

【使用目的又は効果】

歯科用キャストイングワックス

【使用方法等】

ワックスパターン作製の通法に従ってご使用ください。特にサービカルワックスとして、またテレスコープ法のアンダーカットワックスとしてお使いください。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ①本品を使用する際は、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ②溶解した本材は高温となるため、使用の際には、火傷をしないよう注意をすること。
- ③本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光・多湿・火気を避け、25℃以下で保存すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツアー ジャパン株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）