

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 (70901000)
セパレーティング ディスク

****【形状・構造及び原理等】**

形状：0.2mm x ϕ 22mm (ディスク A)

原理：回転させた研削ディスクを用いて材料を切断する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用アブレイブ研削器具

【使用方法等】

鋳造スプルー、セラミック、レジン等のカッティングディスクとして通法に従って使用します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

本品を使用する際は、適切な換気がなされている場所で使用すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

①本品を使用する際には、発生する粉塵による人体への影響を避けるために局所吸塵装置、または公的機関が認定した防塵マスク・防護シールド等を使用し、粉塵を吸い込まないように注意すること。

②本品を使用して作業する際は、防護メガネを着用し発生する粉塵が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

25℃以下の室温に保存すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツアー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-174

電話番号：03-5803-2151 (代表)