

2017年4月10日改訂(第三版)新記載要項に基づく改訂

2006年12月1日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000006

一般医療機器 医 04 整形用品 コットンボール 11028000

ベニツル A.C.F.綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿を球状に丸めたものである。
本品は白色の綿繊維で、においや味はない。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬剤を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

適宜使用すること。
滅菌して使用する場合は高压蒸気(オートクレーブ)滅菌又はエチレンオキシドガス(EOG)滅菌に限る。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。
滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

松前衛生材料株式会社
〒451-0021 愛知県名古屋市中区天塚町3丁目 57 番地
お問い合わせ先(TEL)052-521-1100