

2019年4月30日改訂（第三版）
2015年4月10日作成

医療機器届出番号：23B3X00009000104

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール (JMDN 11028000)

NS綿球

再使用禁止

(未滅菌)

【禁忌・禁止】再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 綿 100%の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。

【使用目的又は効果】

- 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる準繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

- 適宜使用すること。
- 滅菌して使用する場合は EOG 滅菌に限る。
- 再滅菌はしないこと。

【使用上の注意】

- 体内に留置しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。

【保管方法および有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

松前衛生材料株式会社

〒451-0021 愛知県名古屋市中区天塚町3丁目 57 番地 (TEL)052-521-1100(代)

[販売元及び A4 版添付文書請求先]

西尾衛生材料株式会社

〒451-0074 愛知県名古屋市中区万代町1丁目10番地 (TEL)052-522-5251(代)