

2020年12月14日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000201

一般医療機器 医04 整形用品 医療脱脂綿 70975000

## 赤星脱脂綿

(未滅菌)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

Gossypium hirsutum Linne 又はその他同属植物 (Malvaceae) の種子の毛を脱脂し、漂白した綿 100% の脱脂綿

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する

#### 【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること  
滅菌して使用する場合は高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌にて行うこと

#### 【使用上の注意】

体内に留置しないこと  
滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと  
水に濡らさないこと  
包装が開封・破損・汚損している場合は使用しないこと  
開封後は早めに使用すること

#### 【保管方法及び有効期間等】

保存中の水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所や火気を避け、清潔な場所に保管すること

#### 【包装】

パッケージに記載

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

松前衛生材料株式会社  
〒451-0021  
愛知県名古屋市西区天塚町3丁目57番地  
(TEL)052-521-1100

#### 【販売元及び添付文書請求先】

株式会社イシバシ  
〒169-0051  
東京都新宿区西早稲田1丁目5-12  
(TEL)03-3203-2618