

添付文書

2016 年 3 月（新様式第 2 版）

届出番号：27B3X00119000245

一般医療機器 検眼レンズ 34653000(JMDNコード)
エスエイ カームビュー トライアルレンズ

【形状・構造及び原理等】

レンズ部分はプラスチック製リム(枠)部分は金属製。

幅 38mm 高さ 38mm もしくは 幅 38mm 高さ 41mm

つまみ部分はプラスチック製で商品略号および加入度（単位はディオプトリー：D）を表示。

他の検眼レンズと組み合わせてまたは単独で使用するにより、最適な加入度を確認または検出します。

【性能・使用目的又は効果】

検眼用

【品目仕様等】

屈折率 : 1.50

遠用度数 : 0.00D

加入度数 : 0.75D ,1.00D ,1.25D ,1.50D ,1.75D ,2.00D

2.25D ,2.50D ,2.75D ,3.00D ,3.50D ,4.00D

【操作方法又は使用方法等】

遠用度数の検眼レンズがセットされたトライアルフレームの最前列ホルダーに、所定の加入度のトライアルレンズを挿入して使用します。

【使用上の注意】

トライアルフレームでの最前列以外のホルダーに挿入した場合には、フレームによって下側視野が遮られる場合がありますので、必ず最前列ホルダーを御使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室温で保管してください。

【包装】

トライアルレンズ 24 枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

マリビジョン株式会社

大阪市阿倍野区西田辺町 1 丁目 1 番 1 号 電話 06-6607-3200

製造業者

セントラルラボラトリ（中国）

CENTRAL LABORATORY LTD.

マリビジョン株式会社 荏田