

2016 年 5 月 20 日改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000708

2011 年 9 月 20 日作成（第 1 版）

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 35794000

アルマオートクレーバブルホットプレート

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

ハンドル：ポリサルフォン樹脂

作業部：アルミニウム合金

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り



〔原理〕

作業部を熱する事によりワックスを溶かし、蠟堤の形成を行う。

【使用目的又は効果】

先端部で、ワックスパターン（主に蠟堤）の彫刻及び形成を行う。

【使用方法等】

本品作業部を熱し、蠟堤のワックスを溶かし形状を整える。

【取り扱い上の注意】

- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- オートクレーブ滅菌可。（135℃以下厳守。）

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：ASTEK INNOVATIONS LIMITED (UK)