

機械器具 6 0 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（34713000）
LUMEX Advance デンタル

【形状、構造及び原理等】

積層した金属粉末をレーザ照射で焼結する金属光造形およびエンドミルによる高速・高精度な切削を行う機器。

CAD データをもとにして、金属粉の表面に照射することで造形を行う。

【使用目的又は効果】

技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)およびコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

1. 電源を入れる。
2. 加工データを入力する。
3. 加工を開始する。
4. 終了後、加工物を取り出し、本体の電源を切る。

【使用上の注意】

- ・使用目的又は効果に記載の用途以外は使用しないで下さい。
- ・精密機器のため、取扱いには十分に注意して下さい。
- ・機器を分解、修理、改造しないで下さい。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

【保守・点検に係る事項】

万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。

修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社松浦機械製作所

電話：0776-56-8100