

【保管方法及び有効期間等】**

＜保管方法＞**

- 1) 保管条件**
周囲温度 -10～60℃
相対湿度 10～95％
気圧 700～1060hPa
- 2) 長期保管後(1年以上)の使用前には、購入先販売店または弊社営業所で点検を受けてから使用すること。 **

＜耐用期間(自主基準)＞

8 年
注：耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味する。

【保守・点検に係る事項】

医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にある。本機を安全に常に正しく作動させるために、取扱説明書に記載の保守点検を実施すること。保守点検には日常点検(使用前点検)、定期点検(1ヶ月毎)、定期保守点検(1年毎)があるので、推奨期間ごとに次に示す保守点検を行うこと。院内プロトコルに以下の保守点検作業を盛りこむこと。なお、使用者自ら定期保守点検ができない場合は、弊社営業所が受託することもできる。

＜使用者による保守点検事項＞

○日常点検**

以下の項目を使用前に点検すること。

電源プラグと電源コンセントの接続部の確認
付属品接続部の確認
作動確認

○定期点検**

以下のチェックを行い、機器が正常に作動することを定期的に(月に一度程度)点検すること。

電源コードの被覆確認
本体電源ソケットと電源コードの接続部の確認
電源プラグと電源コードの断線確認
付属コードの被覆確認
付属コードの断線確認

点検の内容および方法の詳細は取扱説明書を参照すること。 **

＜業者による保守点検事項＞

○定期保守点検

付属の保守点検マニュアルを参考にして、定期保守点検をすること。
※ 院内有資格者による定期保守点検においても、付属の保守点検マニュアルを参考にすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

氏名又は名称:製造販売業者 ミナト医科学株式会社
製造業者 ミナト医科学株式会社
電話番号:06(6303)7161 FAX 番号:06(6303)9765

取扱説明書を必ずご参照ください