

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード：70976000

ベルテ キマックスセブンスセンス SF-5300

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、パウダーを含まない、左右兼用で、未滅菌の使い捨て形式の手袋である。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋である。

【使用方法等】

使用方法
小箱の上部の手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- (1) 爪先、刃物などのとがったものなどに触れると破れることがあるので注意してください。
- (2) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損やピンホール等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- (3) 着色ムラがある場合があるが、品質上は問題ありません。
- (4) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので、確認の上、注意して使用してください。
- (5) 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
包装開封後は、直射日光や蛍光灯下やオゾンが発生する機械を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
2. 使用期限
包装箱に記載する。 [自己認証（製造所データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷 5-27-1
ミドリ安全用品株式会社

製造元*

外国製造所国名：マレーシア

販売元

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-4-3
ミドリ安全株式会社
TEL 03-3442-8283