

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用ワックス成形品 (31836020)

メルトキヤステイングワックス

---

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、鑄造用の原型を作製するために用いる。

形状 ・ 円柱状、半円状

長さ 200mm、直径 10～60mm

原理 ・ 本材を、火に炙って軟化させ、目的に合わせて使用する。

【使用目的又は効果】

鑄造用のクラスプ及びバー等を作製するために用いる。

【使用方法等】

本材を模型に圧接して加熱、鑄造する。

【使用上の注意】

① 本材は可燃性なので、使用の際は、火傷しないように注意する。

② 本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

① 本材は、高温の場所を避けて保管して下さい。

② 使用及び保管場所には、消化装置を備えてください。

③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。

※通常の使用条件において1年間。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

☎ 052-915-1369