

類別: 医療用具 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード: 35531000
カスタムパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等]

製造販売元: 有限会社滅菌センターミヤチ
〒370-0303 群馬県太田市新田小金井町 318-1
TEL: 0276-30-9030

製造元: 有限会社滅菌センターミヤチ
発売元: ラクール薬品販売株式会社
〒123-0864 東京都足立区鹿浜 1-9-14

【形状・構造及び原理】

1. この製品は不織布又は不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせたものに、場合によりポリエチレン、エチレンビニルアセテートの共重合体を組み合わせた手術用ドレープでアクリル系粘着剤を塗布した粘着部があるものがある。
2. 同一包装内に複数の手術用ドレープ及び不織布製品が含まれる場合がある。
(セット内容については、個包装の表示を参照のこと。)

【使用目的又は効果】

手術及び検査において、清潔野の保持と清潔操作を容易にし、患者/医療従事者を感染から守るために使用するものである。

【使用方法等】

手術及び検査において、清潔野の保持と清潔操作を容易にし、患者/医療従事者を感染から守るために使用するものである。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー一症状を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。

<高齢者への摘要>

高齢者などで皮膚が脆弱な場合、粘着剤使用製品の貼付時・はく離時には、特段の配慮が必要である。特に皮膚に緊張をかけないように注意すること。皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。

<その他の注意>

1. 製品包装に破損、その他の異常が認められた場合は使用しないこと。
2. この製品の使用は1回限りで、再使用・再滅菌はしないこと。
3. この製品は滅菌済みなので、開封は使用直前にすること。
4. 高温を発する機械類に接しないように注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

室温保存すること。

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

製造後2カ年(外箱に記載)

[自己認証による]