

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

不織布ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- 2) 使用期限：使用期限は包装に表示。

【形状・構造及び原理等】

ビスコース繊維、コットン、ポリエステル繊維又はそれらの複合体からなる不織布。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉
株式会社メディテックジャパン
問い合わせ先：TEL06-7711-6060

【使用目的又は効果】

衛生材料（創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等）に使用する。）

【使用方法等】

- 1) 衛生材料として適宜使用すること。
- 2) 創傷面へは滅菌して使用すること。
- 3) 滅菌は EOG 滅菌、オートクレーブ滅菌が可能である。

【使用上の注意】

- 1) ほつれた繊維が体内に残らないように使用すること。
- 2) 損傷や水ぬれがあれば使用しないこと。
- 3) 欠陥を発見した折には使用しないこと。
- 4) 創傷面へは滅菌して使用すること。