

機械器具 11 放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用術者向け眼鏡(JMDN : 38884000)

## Radbar X線防護メガネ

### 【禁忌・禁止】

- ・ レンズおよびフレームに損傷が認められる場合は使用しないこと。(正常な放射線遮蔽性能が保たれていない可能性がある)

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メディカルインクス  
福岡県大野城市川久保 1-17-13  
TEL 092-513-0050

### \*\*【形状、構造及び原理等】

製造業者：GUANGZHOU NEWLIFE MAGNETICS  
CO., LTD.  
(中華人民共和国)

鉛当量	カラー	品番
0.07mmPb	ブルー	CLF0075-2HM
	レッド	CLF0075-2HR
0.11mmPb	ブルー	CLF0110-2HM
	レッド	CLF0110-2HR



### 【使用目的又は効果】

本品は、診断や治療のための医科/歯科処置に伴う散乱放射線による不必要な被ばくから術者や他の人員の眼を保護するために使用する個人用防護装置である。

### 【使用方法等】

通常の眼鏡と同様に顔にかけて使用する。

### 【使用上の注意】

- ・ レンズやフレームに損傷が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 一時放射線被ばくからの保護には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・ 高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・ 水のかかる場所に保管しないこと。
- ・ 化学物質との接触を避け保管すること。