


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
ミキシングウェル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



ミキシングウェル（ディスプレイザブル 2 穴）

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、歯科用充填材料等を混和するために用いる。

【使用方法等】

充填材料等を本品〔ミキシングウェル〕の穴に適量とり、
歯科用練成器具等で混和します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ

電話番号 03-5808-9350

製造業者 BISCO, Inc. （ビスコ インク社）

製造国 アメリカ合衆国