



機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
ミキシングウェルⅡ

【形状・構造及び原理等】

外観	名称
	遮光混和皿 3 穴
	混和皿 2 穴

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、歯科用充填材料等を混和するために用いる器具である。

【使用方法等】

充填材料等を本品〔ミキシングウェルⅡ〕の穴に適量とり、
歯科用練成器具等で混和します。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した充填材料等を除去します。
- ・薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造業者 BISCO, Inc.（ビスコ インク社）
製造国 アメリカ合衆国