


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成へら (38530000)
スパチュラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、歯科用充填材料等を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

歯科用充填材料等の添付文書に従って、歯科用充填材料等を歯科用練成器具 [ミキシングパッド] 等に適量を取り、本品で練和又は混和します。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	BISCO, Inc. (ビスコ インク社)
製造国	アメリカ合衆国