

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用チューブ（31759000）
レオーネ バッカルチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- * 1. 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- * 2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜材質＞

J I S G 4303 ステンレス鋼（SUS316L）

＜種類＞

- (1) M I M DB バッカルチューブ
ボンダブルタイプのバッカルチューブ
- (2) コンバーチブル M I M バッカルチューブ
ウェルダブルタイプのバッカルチューブ
- (3) M I M バッカルチューブ
(1) M I M DB バッカルチューブ の ウェルダブルタイプ
- (4) ラウンドチューブ
蟬着用ラウンドワイヤー用バッカルチューブ
- (5) リンガルチューブ
舌側用バッカルチューブ

【使用目的又は効果】

本品をバンド等に接着し、歯列矯正を行う。

【使用方法等】

- ① 診断により、適用箇所を決めます。トルクやロットについても検討し選択します。
- ② 模型を取り、適用箇所に蟬着又は接着します。
- ③ スロットにワイヤーを掛け、歯列矯正をします。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ② 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

*[保管方法]

- 1) 本品は 4 0℃未満（但し、結露しない）で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉱酸類と一緒に保管しないでください。

【包装】

＜M I M DB バッカルチューブ＞ 各 10 個入

**F7920-01	DB チューブ	MIM L7 022	10 入
**F7980-01	DB チューブ	MIM L7 018	10 入
**F8010-06	DB チューブ	MIM LR6 018	10 入
**F8010-07	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8070-06	DB チューブ	MIM LR6 018	10 入
**F8070-07	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8084-12	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8084-13	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8084-22	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8084-23	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8084-32	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入

**F8084-33	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8085-22	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8085-23	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8085-32	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8085-33	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8085-42	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8085-43	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8324-12	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8324-13	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8324-22	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8324-23	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8324-32	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8324-33	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8325-02	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8325-03	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8325-06	DB チューブ	MIM LR6 022	10 入
**F8325-07	DB チューブ	MIM LL6 022	10 入
**F8325-12	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8325-13	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8325-22	DB チューブ	MIM UR6 022	10 入
**F8325-23	DB チューブ	MIM UL6 022	10 入
**F8384-12	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8384-13	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入
**F8384-22	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8384-23	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入
**F8384-32	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8384-33	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入
**F8385-02	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8385-03	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入
**F8385-06	DB チューブ	MIM LR6 018	10 入
**F8385-07	DB チューブ	MIM LL6 018	10 入
**F8385-12	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8385-13	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入
**F8385-22	DB チューブ	MIM UR6 018	10 入
**F8385-23	DB チューブ	MIM UL6 018	10 入

＜コンバーチブル M I M バッカルチューブ＞ 各 10 個入

**G8110-16	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8110-17	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8121-02	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8121-03	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8124-02	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8124-03	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8124-12	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8124-13	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8124-22	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8124-23	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8125-02	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8125-03	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8125-12	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8125-13	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8125-22	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LR6 022	10 入
**G8125-23	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	LL6 022	10 入
**G8170-16	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UR6 018	10 入
**G8170-17	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UL6 018	10 入
**G8181-02	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UR6 018	10 入
**G8181-03	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UL6 018	10 入
**G8184-02	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UR6 018	10 入
**G8184-03	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UL6 018	10 入
**G8184-12	コンバーチブル MIM バッカルチューブ	UR6 018	10 入

<ラウンドチューブ>

**G0525-36	ラウンドチュービング 30cm 036	1 入
**G0525-45	ラウンドチュービング 30cm 045	1 入
**G0532-45	ラウンドチューブ 5.5mm 045	10 入
**G0533-36	ラウンドチューブ 6.5mm 036	10 入

<リングアルチューブ> 各 10 個入

**G2846-02	MIM リングアルチューブ ホールフック付 R	10 入
**G2846-03	MIM リングアルチューブ ホールフック付 L	10 入
**G2847-02	MIM リングアルチューブ ホールフック付 R	10 入
**G2847-03	MIM リングアルチューブ ホールフック付 L	10 入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	**株式会社モリムラ
電話番号	**03-5808-9350
製造業者	LEONE S.p.A (レオーネ エス・ピー・アー・エー社)
*製造国	イタリア