

器15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

ディスポ滅菌舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品は天然木を細長い板状に加工し滅菌したものです。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具です。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用してください。

【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 包装袋が破損又は汚損している場合は使用しないでください。
- 口腔内や咽頭部の検診に使用してください。
- 使用後は医療廃棄物として注意して処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 使用期限
使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場
大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75
お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731
受付時間/9:00~17:00（月～金※祝日を除く）