

器15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

ディスポ滅菌プラスチック舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品はポリスチレン樹脂を細長い板状に成型し滅菌したものである。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具である。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用すること。
- 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 本品に異常がある場合は使用しないこと。
- 包装袋が破損又は汚損している場合は使用しないこと。
- 口腔内や咽頭部の検診に使用すること。
- 使用後は医療廃棄物として注意して処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管すること。
- 使用期限
使用期限（自己認証）をパッケージに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場
大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75
お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731
受付時間/9:00~17:00（月～金※祝日を除く）