

医O4 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 (JMDNコード 34655000)

滅菌アドペイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品は、創傷接触面であるレーヨンとポリエステルからなる不織布で脱脂綿、高吸収樹脂シートからなる吸収部分と防水シートを巻き込みヒートシール加工で成形した吸収性の被覆・保護材である。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2) 包装袋が開封・破損又は汚損している時は、滅菌品として使用しないこと。
- 3) 使用時に開封すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
- 2) 体内に留置しないこと。
- 3) 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 使用期限
使用期限(自己認証による)はパッケージに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 大和工場
大阪府大阪市淀川区西三国4-3-75
お問い合わせ窓口 TEL 06-6392-1731
受付時間/9:00~17:00(月~金※祝日を除く)