

GH スプリングコイル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 2) ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 3) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*1) 形状、構造

① ニュースプリング

種類	構造
Extra Short	
Short	
Medium	
Long	

種類	幅	強度	品番
A1	Extra Short (11mm)	Light(150g)	CCOT45LT
A2		Medium(200g)	CCOT45MD
A3		Heavy(250g)	CCOT45HV
B1	Short (13mm)	Light(150g)	CCOT6LT
B2		Medium(200g)	CCOT6MD
B3		Heavy(250g)	CCOT6HV
C1	Medium (15mm)	Light(150g)	CCOT9LT
C2		Medium(200g)	CCOT9MD
C3		Heavy(250g)	CCOT9HV
D1	Long (17mm)	Light(150g)	CCOT12LT
D2		Medium(200g)	CCOT12MD
D3		Heavy(250g)	CCOT12HV

コイル内径：0.6mm

② クローズドコイルスプリング

種類	構造
9mm	
12mm	

種類	幅	強度	品番
9F	9mm	Feather Light(50g)	CCOF9FL
9X		Extra Light(100g)	CCOF9XL
9L		Light(150g)	CCOF9LT
9M		Medium(200g)	CCOF9MD
9H		Heavy(250g)	CCOF9HV
12F	12mm	Feather Light(50g)	CCOF12FL
12X		Extra Light(100g)	CCOF12XL
12L		Light(150g)	CCOF12LT
12M		Medium(200g)	CCOF12MD
12H		Heavy(250g)	CCOF12HV

コイル内径：0.8mm、0.9mm(9F,12F)

③ クローズドコイルスプリングスプール



強度	コイル長さ	品番
Ultra Light(100g)	533.4mm	CCNT21075
Light(150g)		CCNT21150
Medium(200g)		CCNT21200
Heavy(250g)		CCNT21250

コイル内径：0.8mm

④ オープンコイルスプリング（ストレート・スプール）



強度	コイル内径 (mm)	コイル長さ(mm)	
		ストレート	スプール
EX-Light	0.8mm	177.8	533.4
Light			
Med-Light	0.9mm		
Medium	0.8mm		
Medium-Hvy	0.9mm		
Heavy	0.8mm		
Ex-Heavy	0.9mm		
Facebow	1.1mm		

強度	品番	
	ストレート	スプール
EX-Light	OCNT09307	OCNT093021
Light	OCNT10307	OCNT103021
Med-Light	OCNT10367	OCNT103621
Medium	OCNT12307	OCNT123021
Medium-Hvy	OCNT12367	OCNT123621
Heavy	OCNT14307	OCNT143021
Ex-Heavy	OCNT14367	OCNT143621
Facebow	OCNT10457	OCNT104521

⑤ オープンコイルスプリング 15mm



強度	コイル内径	コイル長さ	品番
Light(100g)	0.9mm	15mm	OCNT15100
Medium(150g)			OCNT15150
Heavy(200g)			OCNT15200

⑥ モーラーディスタライズオープンコイル



種類	コイル内径	コイル長さ	品番
7"Length	1.1mm	177.8mm	OCNT7045
21"Spool		533.4mm	OCNT2145

2)成分・分量

成分	分量 (wt%)
チタン	残分
ニッケル	54.5-57.0
ニオブウム	10-20
クロム	3.0 以下
その他 (銅、鉄、コバルト、炭素、水素、窒素)	

【使用目的又は効果】

バネ状で矯正力を発生させるために用いる。

【使用方法等】

矯正装置等に連結して使用する。

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①本品を再使用しないこと。
- ②歯列矯正用器材作製の際には破折を避けるため、繰り返しの屈折は行わないこと。

2)重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用い、直接本材に触れないようにすること。
- ③本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ④本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
F A X 番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

＊ ＊ 製造業者 : G&H Wire Company, Inc.
製造先国名 : アメリカ合衆国