

*2017 年 09 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）
2008 年 11 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号：23B1X10001A60005

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ(70739000)
ベンチレーズ

***【形状・構造及び原理等】**

構造：外観写真のとおり



付属品：タケノコ（左右各 1 本）、取付用レンチ、
コンセントソケット

***仕様：**

本体寸法	W155×D130×H130mm
重量	3.4kg
電源	AC100-130V
消費電力	200W

【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する低速回転の機器である。

【使用方法等】

付属品のタケノコを取り付け、研磨工程にあわせて研磨用パフ、ホイール、ブラシ等を装着し、通法に従い歯科技工物、歯科補綴物を研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
- ②タケノコを取り付けるとき、付属のネジ回しでしっかりとネジを締め、外れないことを確認すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- ②本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	： 山八歯材工業株式会社
電話番号	： 0533-57-7121
FAX 番号	： 0533-57-1764
e-mail	： box@yamahachi-dental.co.jp

* 製造業者	： ブラックストーンインダストリーズ (Blackstone Industries LLC.)
製造先国名	： アメリカ合衆国