

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット(34713000)

デンタルラボシステム

【形状・構造及び原理等】

(1)形状

本品はソフトウェア及び装置（3Dマウス）からなる。
装置の形状は以下のとおり



Geomagic Touch Device



Geomagic Touch X Device

(2)原理

ソフトウェア及び装置（3Dマウス）を用いて歯科修復物のモデリングを行う。

【使用目的又は効果】

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）に用いるものをいう。

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必ず取扱説明書を読むこと。
- 2) 適切な場所に設置し、取扱説明書に従い正しく接続する。
- 3) ソフトウェアを起動させてプログラムの設定等を行う。
- 4) 装置(3Dマウス)を用いて歯科修復物のモデリングを行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 取扱説明書の注意事項を読むこと。
 - ② 解体、分解しないこと。
 - ③ 指定された機器以外と接続しないこと。
 - ④ 装置に水などがかかる場所で使用しないこと。
 - ⑤ 装置が正常に作動することを確認してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・ ホコリ等機器に悪影響の生ずるおそれのない場所に設置、保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : 株式会社スリーディー