

2003 年 4 月作成（第 1 版）
2021 年 7 月改訂（第 4 版）

医療機器届出番号：18B1X00001000020

歯科材料（09） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 70902000

Diamond Wheel

【形状・構造及び原理等】

ダイヤモンド、ステンレス他
寸法：12 インチ

- ・ Coarse（荒目） #1150
- ・ Fine（細目） #1156



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社
第一種医療機器製造販売業
電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334
製造業者：WEHMER Corporation（アメリカ）

【使用目的又は効果】

ダイヤモンドを用いる技工用研削材。

【使用方法等】

歯科技工用トリマーに取付けて使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 1. 万が一、製品に変形等の異常がある場合は使用を中止すること。
 2. 歯科技工以外には使用しないこと。
 3. ホイール回転時は指を近づけないこと。
 4. 本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。
- 2) 重要な基本的注意
 1. 破損等がないか点検してから使用すること。
 2. 使用後は洗浄し、水分は拭き取り乾燥させること。

【保管方法及び有効期限等】

1. 埃、水分等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管すること。
2. 高温・多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。