

2026 年 1 月（第 1 版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：28B3X10040000008

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード 71105001

リブーン メンズインナー

【禁忌・禁止】

- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本製品は遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

【遠赤外線の血行促進作用】

- ・血行促進
- ・疲労回復
- ・肩コリの改善
- ・腰コリの改善
- ・筋肉のハリ・コリ緩和
- ・筋肉の疲労軽減

【使用方法】

- ・本品は再使用が可能です。
- ・本品に破損がない事を確認してください。
- ・衣類として着用してください。
- ・日常生活及び睡眠時のいずれかでも着用可能です。
- ・本品は肌着の上に重ねても、素肌の上に直接でもご着用いただけます。

【使用上の注意】

- ・色落ちする恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
- ・タンブラー乾燥禁止。
- ・刺繍、プリント部分のもみ洗い。アイロン禁止。
- ・火気との接触を避けること。

【保管方法及び有効期間】

- ・直射日光、水濡れ、高温多湿な環境を避けて保管すること。
- ・しばらく使用しないときは、一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

耐用期間

1 年

【形状・構造及び原理】


1.形状・構造

■リブーン メンズインナー 半袖



サイズ表 (cm)

SIZE	S	M	L	LL
身丈	65	68	71	74
肩幅	42.5	44	45.5	47
身巾	45	48	51	54
袖丈	14.75	16	17.25	18.5



サイズ表 (cm)

SIZE	S	M	L	LL
身丈	65	68	71	74
肩幅	42.5	44	45.5	47
身巾	45	48	51	54
袖丈	52.25	54	55.75	57.5

2.原理

本品は繊維の原材料の生地全体に高純度セラミックを練り込むことで体熱等を伝導及び吸収し、一定程度の遠赤外線を輻射し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状改善を行うことを目的とした衣類形状の医療機器である。また部分的に特殊な鉱石プリント加工を施してある。

3.原材料（主なもの）

ポリエステル、ポリウレタン、セラミック

取扱い上の注意

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。

【包装】

1 袋 1 枚入り
チャック付密閉袋

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社ユアーショップ

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目3番20号

電話：06-6435-9905