

歯科材料09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000

## アルファアルミナ50

### \*【形状・構造及び原理等】

形状 : 粉末  
主成分 : 酸化アルミニウム  
粒径 : 50 μm

### \*【使用目的又は効果】

本製品は、粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いるものです。

### \*【使用方法等】

詳細については、医療機器(エアロステーション、ペインレスジェット)の取扱説明書の使用方法の項をご参照ください。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

株式会社 吉田製作所  
TEL: 03-3631-2191(代表)  
FAX: 03-3633-9427

#### お問い合わせ先

TEL: 06-6783-2755(大阪工場)  
FAX: 06-6783-2759(大阪工場)

#### 販売業者

株式会社 ヨシダ  
住所: 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
TEL: 03-3845-2931(器材部)  
FAX: 03-3841-8204(器材部)

文書番号 VV添17-004

### 【使用上の注意】

・本製品は、下記に示す機器の専用研磨材です。

販売名	(医療機器承認番号)
エアロステーション	(21400 BZZ 00190000)
ペインレスジェット	(21100 BZZ 00174000)

- ・本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入らないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
  - ・室温で乾燥した場所、直接日光の当たらない場所に保管してください。
  - ・開封後はしっかりと蓋を閉め、湿気を避けて保管してください。
  - ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。