

*2017 年 10 月（第 2 版）
2017 年 8 月 制定

届出番号：13B3X00117000053

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN：70907000

mA x ポリペースト

【形状・構造及び原理等】



内容量：180 g

材料：研磨材（酸化アルミナ）

原理：バフ材等に塗布し、器材（ハンドピース又はレース）で補綴物等と接触させることで補綴物等を研磨する。

【使用目的又は効果】

本品は補綴物等の研磨に用いる器材である。主たる用途は金属、レジン、陶材用最終仕上げ

【使用方法等】

術者は本品をバフ材等に塗布し、補綴物等の研磨を行う。

【使用上の注意】*

研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】*

〔保管方法〕

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

【保守・点検に係わる事項】

不純物が入っていないか点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ

住所：〒131-0034

東京都墨田区堤通1-7-13

電話番号：03（3614）1917

ファックス：03（3614）1918

製造業者名：株式会社ヨシオカ