

医 0 4 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

リリードレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止	*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者及び製造業者 株式会社 リリー 〒950-0812 新潟県新潟市東区豊 3 丁目 3 番 4 8 号 お問合せ先 Tel 025-273-1166
【形状・構造及び原理等】 ●吸水・防水性の不織布製シートを滅菌した手術用ドレープ製品です。 *【使用目的又は効果】 手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、災又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。 *【使用方法等】 適宜使用すること。 【使用上の注意】 ●外科開口部や創傷部位に接触させないこと。 ●包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。 ●開封後は早めに使用すること。 *【保管方法及び有効期間等】 保管方法：直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。 *有効期限：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による。】 【保守・点検に係る事項】 再使用・再滅菌禁止	